

945240  
код продукции



СМЕСИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
**ВАКУМИКС-10**  
(модель 90ВН)

Руководство по эксплуатации  
СП0100.00.00.000РЭ



## **Внимание!**

Перед установкой и вводом в эксплуатацию настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации, особенно с указаниями по безопасности.

После распаковки установки проверьте, нет ли каких-либо повреждений в результате транспортировки.

Претензии можно направить в течение трех дней фирме-транспортировщику или изготовителю.

---

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....                        | 4  |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.....                       | 4  |
| 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....                       | 5  |
| 4. КОНСТРУКЦИЯ.....  | 5  |
| 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....                                | 6  |
| 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.....                                      | 7  |
| 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....   | 7  |
| 7.1 Режимы работы смесителя.....                                 | 7  |
| 7.2 Характеристика стадий программы смещивания.....              | 7  |
| 7.2.1 Стадия «Предварительное смещивание».....                   | 7  |
| 7.2.2 Стадия набора вакуума.....                                 | 8  |
| 7.2.3 Стадия предварительного вакуумирования.....                | 8  |
| 7.2.4 Стадия смещивания в вакууме.....                           | 8  |
| 7.2.5 Стадия дополнительного вакуумирования.....                 | 9  |
| 7.2.6 Стадия окончания программы смещивания.....                 | 9  |
| 7.2.7 Стадия завершения программы смещивания.....                | 9  |
| 7.3 Характеристика элементов экрана при включении смесителя..... | 9  |
| 7.4 Выполнение программы смещивания.....                         | 11 |
| 7.5 Режим «РЕДАКТОР».....  | 14 |
| 7.6 Режим «СЕРВИС».....  | 18 |
| 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....          | 20 |
| 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....                                 | 21 |
| 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.....  | 21 |
| 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....                                       | 21 |
| 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....                                 | 22 |
| 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....                                   | 22 |
| 14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....                                  | 23 |
| 15. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ.....                       | 24 |
| 16. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.....                                      | 24 |
| 17. ЗАПЧАСТИ.....  | 24 |
| Приложение 1. Таблица предварительно заданных программ.....      | 25 |

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Смеситель вакуумный стоматологический Вакумикс-10 (модель 90ВН), далее именуемый «смеситель», предназначен для смещивания в вакууме паковочных масс, гипса, силиконов, применяемых в ортопедической стоматологии.
- 1.2. По электробезопасности смеситель выполняется по классу защиты 1 типу Н.
- 1.3. Смеситель может эксплуатироваться в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°C, относительной влажности воздуха до 80% при 20°C, и соответствует климатическому исполнению УХЛ4.
- 1.4. Питание смесителя от сети переменного тока частотой 50Гц напряжением 220±22В.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

|   |               |
|---|---------------|
| Напряжение питающей сети, В   | 220±22        |
| Частота переменного тока, Гц  | 50            |
| Потребляемая мощность, Вт, не более   | 200           |
| Остаточное давление, бар, не более  | -0,85*        |
| Скорость вращения лопасти смесителя, об/мин   | 100...600     |
| Дискретность задания скорости вращения, об/мин                                      | 5             |
| Начальная скорость вращения смесителя в режиме предварительного смещивания, об/мин  | 100           |
| Длительность предварительного смещивания, мин:сек                                   | 00:00...00:25 |
| Дискретность задания длительности предварительного смещивания, с                    | 5             |
| Длительность смещивания в вакууме, мин:сек  | 00:00...10:00 |
| Дискретность задания длительности смещивания в вакууме, с                           | 5             |
| Длительность предварительного вакуумирования, мин:сек                               | 00:00...01:00 |
| Дискретность задания длительности предварительного вакуумирования, с                | 1             |
| Длительность дополнительного вакуумирования, мин:сек                                | 00:00...01:00 |
| Дискретность задания длительности дополнительного вакуумирования, с                 | 1             |
| Интервал смены направления вращения лопасти смесителя, с                            | 00:00...00:30 |
| Дискретность задания длительности интервала смены направления вращения смесителя, с | 5             |
| Емкость сосуда для смещивания, л  | 0,5           |
| Количество индивидуальных программ в энергонезависимой памяти                       | 10            |
| Возможность изменения параметров программы смещивания                               | +             |
| Сохранение параметров программ смещивания в энергонезависимой памяти                | +             |
| Габаритные размеры, мм, не более  |               |
|   | глубина 300   |
|   | ширина 180    |
|   | высота 302    |
| Масса, кг, не более   | 12            |

\* - при атмосферном давлении 760±30 мм. рт. ст.

### **3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Комплектность поставки смесителя должна соответствовать таблице 1:

### Таблица 1.

| Обозначение                   | Наименование  | Кол-во |
|-------------------------------|---|--------|
| СП0100.00.00.000              | Смеситель вакуумный стоматологический Вакумикс-10 (модель 90ВН)                               | 1 шт.  |
|                               | Насос вакуумный   | 1 шт.  |
| СП0087.08.00.000              | Шланг вакуумный   | 1 шт.  |
| Принадлежности                |   |        |
| СП0087.06.00.000              | Сосуд для смещивания в сборе, 0,5 л   | 1 шт.  |
| СП0087.06.00.000 -01          | Сосуд для смещивания в сборе, 0,25 л*   | 1 шт.  |
| СП0095.00.00.007              | Кронштейн настенный   | 1 шт.  |
| ГОСТ 20700                    | Болт анкерный 8x60 в комплекте с гайкой   | 2 шт.  |
| Эксплуатационная документация |   |        |
| СП0100.00.00.000РЭ            | Смеситель вакуумный стоматологический Вакумикс-10 (модель 90ВН). Руководство по эксплуатации. | 1 шт.  |

\* – поставляется по отдельному заказу

## 4. КОНСТРУКЦИЯ

4.1 Смеситель состоит из следующих основных частей:

- основание (1);
  - лицевая панель (2);
  - съемный кожух (3);


4.2 На основании (1) установлен выключатель «Сеть» (10), сетевой кабель (14) и обойма (9), служащая для присоединения сосуда для смешивания, регулировочный винт датчика наличия сосуда (12). Также здесь расположены штуцер (6) и разъем (22) для подключения вакуумного насоса.



**Внимание!** Датчик наличия сосуда настраивается винтом (12) на предприятии-изготовителе и фиксируется с помощью краски. Изменение настройки этого винта может нарушить нормальную работу смесителя.

4.3 В обойме расположен фильтр тонкой очистки (15), фильтр губчатый (11) и толкатель (13) датчика наличия сосуда.

4.4 Сосуд для смешивания состоит из цилиндрического стакана (17), выполненного из ударопрочной пластмассы, и крышки (18) с лопастью (19). Герметизация сосуда осуществляется с помощью двух силиконовых колец (20). В крышке имеются отверстия для откачивания воздуха. Ось вращения лопасти имеет шестигранник (21), который состыковывается с шестигранным углублением захвата (16).



4.5 На задней стенке смесителя находится швеллер (7) с четырьмя вкрученными в него винтами (8), предназначенный для крепления смесителя на настенный кронштейн.




Рис. 1. Общий вид смесителя.

Рис. 2. Нижняя поверхность смесителя.

4.6 На лицевой панели смесителя расположен графический дисплей (4) и ручка задатчика (5), служащая для управления параметрами работы смесителя.

4.7 Съемный кожух (3) крепится к основанию (1) четырьмя винтами и служит для обеспечения доступа к внутренним элементам смесителя

## 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации смесителя допускаются лица, знающие правила эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В, обученные правилам техники безопасности при работе со смесителем и ознакомленные с настоящим Руководством по эксплуатации.

5.2 Смеситель необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

5.3 Для подключения смесителя необходимо использовать розетку, имеющую заземляющий контакт.

5.4 Перед началом работы со смесителем необходимо убедиться в его исправности, правильном подключении к электросети и контуру заземления.

5.5 Запрещается работать со смесителем при снятом кожухе.

5.6 Не допускается включение смесителя без заземления.



**Внимание!** Использование смесителя для других целей, не предусмотренных Руководством, не допускается. В противном случае изготовитель не несет ответственности за выход смесителя из строя и, соответственно, при этом прекращается действие гарантийных обязательств.

## 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

- 6.1 Распакуйте смеситель и проверьте внешним осмотром его состояние.
- 6.2 Закрепите настенный кронштейн двумя анкерными болтами (входят в комплект) на прочной стене на высоте, удобной для работы.
- 6.3 Открутите на 4-5 оборотов 4 винта (рис. 2 поз. 8) на швеллере (рис. 2 поз. 7) на задней стенке смесителя.
- 6.4 Навесьте смеситель на настенный кронштейн так, чтобы все 4 винта (рис. 2 поз. 8) попали в пазы и затем затяните эти винты до упора.
- 6.5 Присоедините вакуумный шланг к штуцеру (6) (см. рис.2) и к входному штуцеру вакуумного насоса, вставьте разъем кабеля вакуумного насоса в разъем (22) в основании смесителя.
- 6.6 Подключите смеситель к сети через розетку с заземляющим контактом.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 7.1 Режимы работы смесителя.

Существует три режима работы смесителя: «РАБОТА», «РЕДАКТОР» и «СЕРВИС». В режиме «РАБОТА» происходит выполнение программы смещивания. В режиме «РЕДАКТОР» пользователь может выбрать необходимую программу смещивания и внести, при необходимости, изменения в ее параметры. Режим «СЕРВИС» служит для изменения пользовательских настроек.

### 7.2 Характеристика стадий программы смещивания

Каждая программа смещивания включает в себя следующие стадии:

1. Предварительное смещивание.
2. Набор вакуума.
3. Предварительное вакуумирование.
4. Смещивание в вакууме.
5. Дополнительное вакуумирование.
6. Окончание программы смещивания.
7. Сброс вакуума и завершение программы смещивания.

В энергонезависимой памяти смесителя предварительно заложены 10 программ смещивания. Их характеристики приведены в Приложении 1.

Каждая стадия характеризуется параметрами, определяющими работу смесителя. Рассмотрим каждую стадию в отдельности.

#### 7.2.1 Стадия «Предварительное смещивание»

Стадия предварительного смещивания характеризуется длительностью стадии (время предварительного смещивания), скоростью вращения лопасти смесителя и интервалом времени смены направления вращения лопасти смесителя (реверс).

- Время предварительного смещивания

Длительность стадии предварительного смещивания задается пользователем в диапазоне 00:05...00:25 (мин:сек) с шагом 5 секунд.

Стадию предварительного смещивания можно отключить, задав ее длительность равной 00:00 (мин:сек).

- Скорость вращения лопасти смесителя

Начальная скорость вращения лопасти смесителя в режиме предварительного смещивания равна 100об/мин.

В зависимости от заданной пользователем длительности предварительного смещивания меняется алгоритм работы смесителя.

- Интервал времени смены направления вращения лопасти смесителя (реверс).

На стадии предварительного замешивания направление вращения лопасти изменяется по определенному закону, зависящему от длительности стадии.

Алгоритм работы смесителя в режиме предварительного смещивания для различных заданиях времени предварительного смещивания представлен на рис. 3.




Рисунок 3 — Алгоритм работы смесителя на стадии предварительного смещивания.

### 7.2.2 Стадия набора вакуума

Стадия набора вакуума - это время между включением программы смещивания и достижением значения уровня разрежения в сосуде, необходимого для начала выполнения стадии предварительного вакуумирования или, при её отсутствии, стадии смещивания в вакууме.

Уровень разрежения в сосуде, при котором происходит переход на следующую стадию программы смещивания, составляет -0,5 Бар.

### 7.2.3 Стадия предварительного вакуумирования.

После достижения уровня разрежения в сосуде на стадии набора вакуума равного -0,5 Бар, программа смещивания переходит на стадию предварительного вакуумирования.

Длительность стадии задается пользователем в диапазоне 00:05...01:00 (мин:сек) с шагом 1 секунда.

При задании времени равным 00:00(мин:сек) функция предварительного вакуумирования деактивированна.

### 7.2.4 Стадия смещивания в вакууме

Стадия смещивания в вакууме характеризуется длительностью стадии (время смещивания в вакууме), скоростью вращения лопасти смесителя и интервалом времени смены направления вращения лопасти смесителя (реверс).

- Время смещивания в вакууме.

Время смещивания в вакууме может устанавливаться пользователем в диапазоне 00:05...10:00 (мин:сек). Дискретность задания длительности смещивания 5 секунд. При задании времени длительности стадии равного 00:00, стадия смещивания в вакууме деактивирована.

- Скорость вращения лопасти смесителя.

Скорость вращения лопасти может быть задана в диапазоне 100...600об/мин.  
Дискретность задания скорости вращения составляет 5 об/мин.

- Интервал времени смены направления вращения лопасти смесителя (реверс).  
Интервал реверса может быть задан в диапазоне 00:05...00:30 (мин:сек).  
Дискретность задания 5 секунд. При задании значения времени равного 00:00 (мин:сек) режим реверса выключается.

### 7.2.5 Стадия дополнительного вакуумирования

Длительность стадии дополнительного вакуумирования может задаваться пользователем в диапазоне 00:05...01:00 (мин:сек) с шагом 1 секунда.

При задании времени равным 00:00(мин:сек) функция дополнительного вакуумирования деактивированна.

### 7.2.6 Стадия окончания программы смещивания

По окончании времени дополнительного вакуумирования на экран установки выводится сообщение о том, что программа смещивания выполнена. Вакуумный насос продолжает работать, поддерживая разрежение в сосуде.


### 7.2.7 Стадия завершения программы смещивания

Выключение вакуумного насоса с целью освобождения сосуда для смещивания производится нажатием на ручку задатчика.

На этой стадии следует удерживать руками сосуд для исключения его падения после уравнивания давления с атмосферным.

## 7.3 Характеристика элементов экрана при включении смесителя.


7.3.1 Включите сетевой выключатель «СЕТЬ». Экран примет следующий вид:



В нижней части экрана выводится информация о текущей версии программного обеспечения.

Причина - Версия программного обеспечения (ПО) в нижней части экрана может иметь значение, отличное от приведенного на настоящем рисунке. Фактическая версия ПО установки приведена в разделе «Свидетельство о приемке» настоящего руководства.

Через 2-3 секунды экран примет следующий вид:



Этот экран называется "Исходное состояние".

- в верхней части экрана ("Строка статуса") отображается номер выбранной программы смещивания. По ходу выполнения работы в этой области отображаются номер выполняемой программы смещивания и время выполнения программы.
- в средней части экрана ("Область характеристик программы смещивания") отображаются пиктограммы программы смещивания и текущие значения их параметров. Функциональное назначение и внешний вид пиктограмм программы смещивания представлен в таблице 2.
- в нижней части экрана ("Информационная область") поочередно выводятся сообщения информационного характера, определяющие порядок действия для перехода к различным режимам работы смесителя:

**<↑>-ПУСК ПРОГРАММЫ**

- запуск программы смещивания. Для запуска программы вставьте сосуд для смещивания в обойму.

**<OK+>-РЕДАКТОР**

- переход в режим «РЕДАКТОР». Нажмите и удерживайте в течении 1,5 секунд ручку задатчика.

В нижней части экрана также выводятся коды ошибок, имеющие предупреждающий характер (WX).

Таблица 2

Функциональное назначение и внешний вид пиктограмм программы смещивания.

| Пиктограмма   | Функциональное назначение   |
|---|---|
|  | Пиктограмма стадии предварительного смещивания. При задании длительности стадии равной 00:00 стадия предварительного смещивания выключена.  |
|  | Пиктограмма стадии предварительного вакуумирования. При задании длительности стадии равной 00:00 стадия предварительного вакуумирования выключена. В этом случае вращение лопасти смесителя начнется сразу после набора вакуума в сосуде для смещивания равного -0,5 Бар. |
|  | Пиктограмма длительности стадии смещивания в вакууме. При задании длительности стадии равной 00:00 стадия смещивания в вакууме выключена.   |
|  | Пиктограмма скорости вращения лопасти смесителя на стадии смещивания в вакууме.   |
|  | Пиктограмма интервала смены направления вращения лопасти смесителя (реверса). При задании времени интервала равного 00:00, реверс выключен.   |
|  | Пиктограмма стадии дополнительного вакуумирования. При задании длительности стадии равной 00:00, стадия дополнительного вакуумирования выключена.   |

При последующих включениях смесителя экран примет вид, соответствующий последней используемой программе.

## 7.4 Выполнение программы смещивания


7.4.1 Включите сетевой выключатель «СЕТЬ» и дождитесь, пока экран перейдет в исходное состояние. При первом включении из энергонезависимой памяти загрузится программа №1. При последующих включениях будет загружаться последняя выполненная программа. Например, программа №3 со следующими параметрами:



Здесь программа смещивания №03 имеет следующие параметры:

- Время предварительного смещивания 25 секунд.
- Время предварительного вакуумирования 5 секунд.
- Время смещивания в вакууме 1 минута.
- Скорость вращения лопасти 350 об/мин.
- Время смены направления вращения лопасти 20 секунд.
- Время дополнительного вакуумирования 5 секунд.

7.4.2 Вставьте сосуд с крышкой в обойму основания смесителя. Сработает датчик наличия сосуда и автоматически начнется выполнение программы смещивания. Экран смесителя примет вид, соответствующий стадии предварительного смещивания:



В верхней строке экрана (Строка статуса) выводится номер программы и текущее время ее выполнения.

В средней части экрана ("Область характеристик программы смещивания") отображаются:

- пиктограммы стадий программы смещивания:

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
|  | Пиктограмма стадии предварительного смещивания.<br>← Стадии активирована      Стадии деактивирована →     | <input type="checkbox"/> |
|  | Пиктограмма стадии предварительного вакуумирования.<br>← Стадии активирована      Стадии деактивирована → | <input type="checkbox"/> |
|  | Пиктограмма стадии смещивания в вакууме.<br>← Стадии активирована      Стадии деактивирована →            | <input type="checkbox"/> |
|  | Пиктограмма стадии дополнительного вакуумирования.<br>← Стадии активирована      Стадии деактивирована →  | <input type="checkbox"/> |

- время предварительного смещивания (в режиме обратного отсчета)
- скорость вращения лопасти с указанием текущего направления вращения.

В нижней строке экрана выводятся сообщения информационного характера, определяющие порядок действия для перехода к различным режимам работы смесителя, и сообщения об ошибках, носящих предупреждающий характер (WX):

«OK»-СТОП


- Кратковременное нажатие на кнопку задатчика - останов программы.

«OK»-СТОП


WX - Код ошибки “WX” (мигание с частотой 1Гц)

Во время выполнения предварительного смещивания сосуд необходимо удерживать руками.

7.4.3 По окончании времени предварительного смещивания включится вакуумный насос. Начнется откачка воздуха из сосуда. Экран смесителя примет следующий вид:




7.4.4 При достижении уровня разрежения равного -0,5 Бар, начнется стадия предварительного вакуумирования. Вакуумный насос продолжает работать. На экране смесителя индицируется в режиме обратного отсчета время стадии, а также уровень разрежения в сосуде, в числовом и графическом виде.



7.4.5 После истечения времени предварительного вакуумирования начинается стадия смещивания в вакууме. Включается электродвигатель привода лопасти смесителя.


На экране отображаются скорость и направление вращения лопасти, величина остаточного давления и время стадии (в режиме обратного отсчета):



7.4.6 После завершения стадии смещивания в вакууме начинается стадия дополнительного вакуумирования. Электродвигатель привода лопасти смесителя

выключается. Вакуумный насос продолжает работать, поддерживая в сосуде для смещивания разрежение.

В средней части экрана отображаются (в числовом и графическом виде) уровень разрежения в сосуде и длительность стадии (в режиме обратного отсчета времени):



7.4.7 По окончании стадии дополнительного вакуумирования программа смещивания считается выполненной.


Для оповещения пользователя об окончании программы раздается прерывистый звуковой сигнал, вакуумный насос продолжает работать.

В средней части экрана индицируется величина остаточного давления и сообщение "ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА". Отсчет времени выполнения программы продолжается.



7.4.8 Для завершения программы нажмите кнопку задатчика, удерживая сосуд рукой. Вакуумный насос выключится. Начнется поступление воздуха в сосуд для смещивания. Этот процесс сопровождается анимированной пиктограммой разгерметизации сосуда.

Уровень разрежения в сосуде индицируется на экране.



7.4.9 После полной разгерметизации сосуда экран смесителя переходит в следующее состояние:



Программа смещивания завершена.

7.4.10 Через 3 секунды смеситель перейдет в исходное состояние:



Смеситель готов к выполнению новой программы смещивания в вакууме.

7.4.11 Для остановки выполнения программы нажмите ручку задатчика (<OK> - СТОП). Выполнение программы будет остановлено.

На экране смесителя появится сообщение «ПРОГРАММА ОСТАНОВЛЕНА».



Через 3 секунды смеситель перейдет в исходное состояние. Если выполнение программы было остановлено при наличии в сосуде разреженной атмосферы, то сначала произойдет разгерметизация сосуда, аналогично пункта 7.4.8:



При этом сосуд необходимо удерживать рукой.


## 7.5 Режим «РЕДАКТОР»

В режиме «РЕДАКТОР» пользователь может выбрать необходимую программу смещивания и внести, при необходимости, изменения в ее параметры.

7.5.1 Вход в режим «РЕДАКТОР» осуществляется из исходного экрана:



Находясь в этом режиме, нажмите кнопку задатчика и удерживайте ее 1,5 секунды. На экране смесителя появится сообщение: «Включен режим РЕДАКТОР»:



7.5.2 Это сообщение индицируется в течение 1 секунды. Затем экран переходит в следующее состояние:



В верхней части экрана индицируется наименование режима (РЕДАКТОР) и номер текущей программы смещивания (в данном примере программа №1 - «Прог. 01»).

В нижней части экрана поочередно выводятся сообщения информационного характера, определяющие порядок действия для перехода к различным режимам работы смесителя:

**<OK>-Выбор программы**

- выбор программы смещивания  
вращением ручки задатчика.

**<OK+>-Сохранить**

- сохранение выбранной программы  
смещивания и переход в режим  
«РАБОТА».

**<OK>-Редактирование**

- переход в состояние редактирования  
параметров программы.

7.5.3 Для выбора программы (например, программы №3) вращайте ручку задатчика. Выбранный номер программы отображается в правом верхнем углу:



7.5.4 Для перехода в состояние выбора параметров программы смешивания для их редактирования нажмите кратковременно ручку задатчика.

Экран установки перейдет в следующее состояние:




Выбранный в настоящий момент параметр индицируется в инверсном виде (в данном примере это - «Время предварительного смешивания»).


7.5.5 Для выбора параметра «Время предварительного вакуумирования» вращайте ручку задатчика. Экран примет следующий вид:



7.5.6 Для перехода в состояние редактирования параметра «Время предварительного вакуумирования» нажмите кратковременно ручку задатчика. Экран примет следующий вид:



7.5.7 Для установки нового значения параметра «Время предварительного вакуумирования» вращайте ручку задатчика. Значение параметра начнет изменяться:




7.5.8 Для сохранения заданного значения параметра и возвращения к экрану выбора параметров нажмите кратковременно ручку задатчика. В списке параметров отразится новое значение параметра «Время предварительного вакуумирования»:



Аналогичным образом измените, при необходимости, значения других параметров программы смещивания.

7.5.9 Для сохранения всех внесенных изменений и возвращения к экрану выбора программы, нажмите кнопку задатчика <OK> и удерживайте ее 1,5 секунды. Раздастся короткий звуковой сигнал и экран примет следующий вид:




Через 1 секунду экран вернется в режим выбора программы:




7.5.10 Для выхода из режима «РЕДАКТОР» нажмите кнопку задатчика <OK> и удерживайте ее 1,5 секунды.

Раздастся короткий звуковой сигнал и на экране появится сообщение:



После чего экран перейдет в исходное состояние:



## 7.6 Режим «СЕРВИС»

В режиме «СЕРВИС» пользователь может задать требуемые значения следующим параметрам смесителя:

- **Звук** (длительность, включить/выключить)

Параметр можно изменять в пределах от 0 до 5. При значении 0 – звук отключен. Значения от 1 до 5 определяют длительность звуковых сигналов, 1 – наименьшая длительность, 5 – наибольшая длительность.

- **Подсветка экрана.**

Параметр можно изменять в пределах от 0 до 50. Определяет яркость подсветки экрана. 0 – подсветка отключена, 50 – максимальная яркость.

- **Количество программ.**

Параметр можно изменять в пределах от 1 до 100. Определяет количество программ, которые можно использовать в процессе эксплуатации.

- **Ошибка <НАСОС>.**

Принимает значения «Включена» и «Отключена». Если установлено значение «Включена», то после завершения программы смещивания, в которой имела место работа вакуумного насоса, в течение 30 секунд запрещается запускать следующую программу смещивания с отображением соответствующей ошибки (см. таблицу 3). Если установлено значение «Отключена» – диагностика данной ошибки исключается из работы смесителя.

**Примечание:**


при комплектовании смесителя вакуумным насосом типа НВС-1 параметр имеет значение «Включена»;

при комплектовании смесителя насосом типа Весcool BC-VP-114 параметр имеет значение «Выключена».

- **Тип запуска.**

Принимает значения «АВТО» и «Ручной». Если установлено значение «АВТО», то программа смещивания запускается автоматически после состыковки сосуда с обоймой смесителя. Если установлено значение «Ручной», то после стыковки сосуда со смесителем на экране появляется запрос: «Нажмите <OK> для ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ СМЕШИВАНИЯ». Программа смещивания при этом запускается после нажатия на кнопку задатчика. Если пользователь не подтвердил запуск программы и удалил сосуд из обоймы смесителя, то экран перейдет в исходное состояние.

7.6.1 Вход в режим «СЕРВИС» осуществляется, если при включении питания смесителя нажата кнопка задатчика. При этом на экране появится сообщение:




Через 1 секунду экран переходит в меню выбора параметров.

7.6.2 Вращая ручку задатчика выберите нужный параметр и нажмите на задатчик для чтобы перейти в экран редактирования значения параметра.

7.6.3 Изменение параметра осуществляется вращением задатчика. Установив нужное значение, нажмите на задатчик для возврата в меню выбора параметров.

7.6.4 Для выхода из режима «СЕРВИС» находясь в экране меню нажмите на ручку задатчика и удерживайте ее 1.5 секунды. Раздастся короткий звуковой сигнал и на экране появится сообщение:



После чего экран примет исходное состояние режима «РАБОТА»

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Блок управления смесителя производит диагностику работы его составных частей.

Все ошибки, выявленные системой управления, могут носить либо характер предупреждений, либо характер критических ошибок.

В случае ошибок предупреждающего характера в правом нижнем углу экрана смесителя индицируется код ошибки в виде символов "WX". Работа смесителя при этом не прерывается.

При обнаружении ошибок, имеющих характер критических, работа смесителя прерывается с одновременной индикацией на экране соответствующего кода ошибки.

В таблице 3 представлен перечень возможных ошибок.

Таблица 3

| Код предупреждения   | Сообщение при критической ошибке    | Описание ошибки и причины ее возникновения  | Способы устранения  |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  | ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА <ДАТЧИК>          | <b>При включении питания обнаружено, что контакты микровыключателя датчика наличия сосуда замкнуты.</b><br>Продолжение работы смесителя невозможно до размыкания контактов датчика.   | Проверить состояние микровыключателя датчика наличия сосуда.  |
|  | ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА <ОБМЕН>           | <b>Нарушен обмен данными с контроллером привода.</b><br>Продолжение работы смесителя невозможно. Нажатие на кнопку задатчика приводит к повторной проверке канала связи.  | Обратиться в сервисную службу.  |
|  | ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА <MC3RNAS>         | <b>Неисправность контроллера привода.</b><br>Продолжение работы смесителя невозможно. Нажатие на кнопку задатчика «OK» приводит к повторной проверке условий формирования ошибки.   | Обратиться в сервисную службу.  |
|  | ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА <PS21695>         | <b>Неисправность силового модуля привода.</b><br>Продолжение работы смесителя невозможно. Нажатие на кнопку задатчика «OK» приводит к повторной проверке условий формирования ошибки.   | Обратиться в сервисную службу.  |
| W2   |                                     | <b>Слишком медленный набор вакуума (не достижение уровня разрежения -0,5 Бар за время более 15 секунд).</b><br>Выполнение программы смещивания не прерывается. На дисплей выводится сообщение в виде кода ошибки W2. Раздается один длинный звуковой сигнал.  | 1. Проверить состояние уплотнительных колец.<br>2. Проверить состояние поролонового фильтра и фильтра тонкой очистки. |
| W3<br>(отображается после окончания программы смещивания в течение 30с в правом нижнем углу дисплея) | ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА <НАСОС>           | <b>Повторный запуск программы смещивания выполнен через время t&lt;30с после завершения предыдущей программы смещивания (со стадией включения насоса).</b><br>Выполнение программы смещивания невозможно. На дисплей смесителя выводится сообщение об ошибке. | Выполнить повторное включение программы смещивания через время не менее 30с   |
|  | ПРОГРАММА ОСТАНОВЛЕНА<br>Нет сосуда | <b>Размыкание контактов микровыключателя датчика наличия сосуда во время выполнения программы смещивания.</b><br>Выполнение программы смещивания прерывается.   | Проверить состояние микровыключателя датчика наличия сосуда.  |



**Внимание!** Устранение серьезных неисправностей выполняется только изготовителем, либо лицом, имеющим разрешение изготовителя на проведение этих работ. При ремонте допускается использовать только оригинальные запчасти. Изменения в конструкции смесителя не допускаются, в противном случае гарантия не действует, и изготовитель снимает с себя ответственность за дальнейшую работу изделия.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В ежедневное техническое обслуживание смесителя входит очистка внешних поверхностей от пыли влажной тканью, а также промывка сосуда для смещивания и лопасти.

9.2 В случае попадания смешиываемой массы на крышку сосуда, повлекшего загрязнение фильтра, извлеките поролоновый фильтр из обоймы смесителя, промойте проточной водой, отожмите и установите на место так, чтобы он надежно зафиксировался в пазу обоймы.

9.3 В случае появления кода предупреждения «W2» (Слишком медленный набор вакуума) проверьте состояние фильтра тонкой очистки и, в случае необходимости, снимите его, промойте проточной водой и установите на место.

9.4 Следите, чтобы уплотнительные кольца крышки сосуда оставались в чистоте. Регулярно промывайте крышку проточной водой.

## 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения смесителя в упаковке соответствуют группе условий хранения С по ГОСТ 15150-69 в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, в районах с умеренным климатом с температурой воздуха от 223К(-50°C) до 313К(40°C) и относительной влажностью 90% при 20°C.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования смесителя в упаковке соответствуют группе условий хранения С по ГОСТ 15150-69 в закрытом транспорте (всех видов) при температуре от 223К(-50°C) до 313К(40°C) и относительной влажности воздуха 90% при 20°C (предельное значение 98% при 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги).

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Смеситель вакуумный Вакумикс-10 (модель 90ВН), заводской №\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ9452-006-12138620-96, признан годным к эксплуатации и укомплектован вакуумным насосом типа \_\_\_\_\_, заводской №\_\_\_\_\_.

Версия программного обеспечения: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Подпись лица, М.П.  
ответственного  
за приемку.\_\_\_\_\_

## 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смесителя требованиям на него при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим Руководством по эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня продажи смесителя потребителю. При отсутствии в Руководстве по эксплуатации даты продажи, заверенной печатью торговой организации, срок гарантии исчисляется от даты выпуска смесителя. Срок службы смесителя – 7 лет.

13.3 Гарантийный срок хранения на складе потребителя при выполнении условий п.10 – 6 месяцев в упаковке изготовителя.

13.4 Предприятие-изготовитель (или его представительство) гарантирует безвозмездное устранение дефектов в течение гарантийного срока при условии выполнения Потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим Руководством по эксплуатации.

13.5 Предприятие-изготовитель отказывается от гарантийных обязательств, если:

- смеситель использовался не по назначению;
- осуществлен доступ в конструкцию смесителя без санкции предприятия-изготовителя;
- в конструкцию смесителя вносились изменения без санкции предприятия-изготовителя;
- смеситель подвергался ремонту на не специализированном предприятии или эксплуатировался с использованием не оригинальных запасных частей;
- смеситель имеет механические повреждения.
- в вакуумном тракте смесителя присутствуют остатки паковочной массы, гипса, силикона.

Гарантия не распространяется на следующие детали и материалы:

| ОБОЗНАЧЕНИЕ           | НАИМЕНОВАНИЕ   |
|-----------------------|--|
| СП 0087.06.00.000     | Сосуд для смещивания в сборе (с крышкой и лопастью), 0,5 л |
| СП 0087.06.00.000 -01 | Сосуд для смещивания в сборе (с крышкой и лопастью), 0,25л |
| ГОСТ 18829            | Кольцо резиновое 080-085-30 (силикон)                      |
| СП 0095.00.00.015     | Поролоновый фильтр   |
| СП 0095.00.00.018     | Фильтр тонкой очистки                                      |

13.6 При обнаружении неисправности Потребитель за свой счет организует отправку смесителя Поставщику (Предприятию-изготовителю), вместе с актом рекламации, в упаковке изготовителя.

13.7 При подтверждении сервисной службой Поставщика (Предприятия-изготовителя) гарантийного случая, выполняется безвозмездное устранение дефектов. После выполнения гарантийного ремонта доставка оборудования Потребителю осуществляется за счет Поставщика (Предприятия-изготовителя).

## 14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 При обнаружении в процессе эксплуатации аппарата отказов или сбоев в работе потребитель обязан составить акт рекламации (технический акт) и направить его копию изготовителю.

14.2 Все претензии по рекламациям рассматриваются изготовителем только при наличии данных, отражающих все этапы включения, работы, отключения аппарата, а также неисправностей и отказов в работе. Адрес: ул. Ленина, 60, а/я 1428, г. Волгодонск, Ростовской области, 347360, Россия.

14.3 Все предъявленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 4.

Таблица 4

| Дата отказа или возникновения неисправности | Наработка изделием на момент отказа | Краткое описание неисправности | Дата направления рекламации           | Меры, принятые по рекламации |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   |                                     |                                | Кольцо резиновое 080-085-30 (силикон) |                              |

## 15. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Упаковка аппарата производится в картонный ящик.

## 16. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного М.П.  
за продажу\_\_\_\_\_

## 17. ЗАПЧАСТИ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ           | НАИМЕНОВАНИЕ   |
|-----------------------|--|
| СП 0087.06.00.000     | Сосуд для смешивания в сборе (с крышкой и лопастью), 0,5 л |
| СП 0087.06.00.000 -01 | Сосуд для смешивания в сборе (с крышкой и лопастью), 0,25л |
| СП 0087.06.01.000     | Крышка с лопастью для сосуда 0,5 л                         |
| СП 0087.06.01.000 -01 | Крышка с лопастью для сосуда 0,25 л                        |
| СП 0047.06.00.001     | Сосуд 0,5 л  |
| СП 0047.06.00.001 -01 | Сосуд 0,25 л   |
| ГОСТ 18829            | Кольцо резиновое 080-085-30 (силикон)                      |
| СП 0095.00.00.015     | Поролоновый фильтр   |
| СП0095.00.00.018      | Фильтр тонкой очистки                                      |

## Приложение 1. Таблица предварительно заданных программ

| Параметр программы смешивания   | Номер программы |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 01              | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10    |
| Длительность предварительного смешивания, мин:сек                         | 00:00           | 00:10 | 00:15 | 00:25 | 00:00 | 00:10 | 00:15 | 00:25 | 00:00 | 00:10 |
| Длительность предварительного вакуумирования, мин:сек                     | 00:10           | 00:05 | 00:10 | 00:10 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:10 | 00:05 | 00:10 |
| Длительность смешивания в вакууме, мин:сек                                | 01:00           | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| Скорость вращения лопасти смесителя в режиме смешивания в вакууме, об/мин | 300             | 300   | 325   | 325   | 325   | 325   | 300   | 300   | 350   | 350   |
| Интервал смены направления вращения смесителя, с                          | 00:10           | 00:10 | 00:15 | 00:15 | 00:10 | 00:10 | 00:15 | 00:15 | 00:20 | 00:20 |
| Длительность дополнительного вакуумирования, мин:сек                      | 00:05           | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:00 | 00:05 | 00:05 | 00:10 | 00:05 | 00:10 |

ООО «СПАРК-ДОН, ЛТД»