

ајах 12

Удобство в деталях



AJ12

8 800 775 90 38
www.anhel.ru

<https://stomishop.pro>

Сенсорный LED светильник

Чувствительный сенсор с интуитивно понятным интерфейсом. Больше не придётся тянуться к тыльной части светильника.

Полнофункциональный модуль ассистента

Панель с управлением десятью функциями: позиция высадки и препарирования, управление креслом, лампой, негатоскопом, наполнением стакана, смывом плевательницы.

Легко заменяемая обивка

Износ и повреждения обивки больше не проблема — вы сможете заменить её за минуты. Винил или экокожа — выбирайте из широкой гаммы эффектных цветов.

Система Ergomotion

Согласованное движение спинки и сидения. Никакого дискомфорта для пациента. Регулируемый в двух плоскостях подголовник. Плавный и тихий ход обеспечивается электроприводом ведущего корейского производителя.

Усиленная конструкция для российского рынка

Каркас из легированной стали и алюминиевого сплава. Монолитный внутренний каркас гидроблока обеспечит надёжное крепление штанги светильника и прочего инструментария.

Новое устройство фильтра

Спроектированная немецкими инженерами система фильтрации. Легкий доступ, удобное очищение и высокая отказоустойчивость и производительность.

Переработанная коммутационная коробка

Спроектирована по европейским стандартам: цветовая кодировка для облегчения монтажа и обслуживания, повышенные меры безопасности.

Элегантный и функциональный дизайн кресла

Проанализировав сотни клинических случаев, дизайнеры и инженеры Ajax внесли изменения в форму установки. Теперь врач без дискомфорта может расположить ноги под сиденьем кресла. Возможность настройки позиции высадки на уровне 350 мм от пола позволяет использовать установку в детской и геронтологической стоматологии.

Поворотный гидроблок

Доступ к пациенту с любой стороны и возможность проведения манипуляций в 4 руки.

Усовершенствованная система автономной подачи воды.

Один тумблер для управления подачей дистиллированной воды к инструменту исключает попадание водопроводной воды в систему. Широкое горлышко бутылки для облегчения наливания.

Шланги американского производства

Долго остаются мягкими. Цветовая кодировка шлангов.

Стандартная конфигурация:

Стоматологическая LED лампа

- светодиодный сенсорный светильник

Кресло

- система Ergomotion
- бесшовная виниловая обивка
- артикуляционный подголовник
- поворотный подлокотник
- блокировка кресла при работе инструмента
- 5 программируемых рабочих позиций
- многофункциональная педаль

Врачебный модуль

- нижняя подача инструментов (верхняя по запросу)
- автоклавируемый коврик
- подключение шлангами Midwest 4 трех пневматических инструментов
- трехфункциональный пистолет
- встроенный негатоскоп
- мембранно-кнопочная клавиатура врача с 15 кнопками

Модуль ассистента

- трехфункциональный пистолет с возможностью подогрева воды
- мембранно-кнопочная клавиатура ассистента с 10 кнопками
- инструментальный столик
- автоклавируемый коврик

Гидроблок

- поворотная керамическая плевательница
- система автономной подачи воды
- водонагреватель
- высококачественный полиуретановый трубопровод

Коммутационный блок встроенный в установку

Стул врача

- четырехфункциональный стул с литым металлическим основанием

Модификации и дооснащение:

- Замена стоматологического светильника
- Обивка повышенной комфортности
- Кронштейн под мультимедийное оборудование
- Интраоральная камера
- Встроенный скалер
- Светополимеризационная лампа
- Электрический микромотор
- Стул ассистента
- Фиброоптика





<https://stomshop.pro>



- Широкая партнерская и дилерская сеть.
- Доставим по всей России и ближнему зарубежью.



- Контроль сборки европейским менеджером Ajax по НИОКР.
- Функциональное тестирование узлов и агрегатов каждой установки инженерами Ajax.
- Предпродажная подготовка сервисной службой Anhel.
- Консультации по монтажу и обслуживанию установок.
- Проведение вебинаров по обслуживанию оборудования.
- Партнерское соглашение с импортёром запчастей PayPart.



Россия, г. Саратов,
 ул. Валовая, д. 61/67
 info@anhel-trading.ru
 www.anhel.ru

