



DART

Tempo 9 PX - New Tempo 9 ELX Kart - New

Компания OMS оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного предупреждения.

0309 0291 - 40 - 40 - 70 03 3039 01

OMS
O.M.S. spa
Officine Meccaniche Specializzate
Via Dante 20/A - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALIA
Tel. +39 049 8976455 - Fax +39 049 8975566
www.omsstaff.com - info@omsstaff.com

OMS
Riuniti attorno a un'idea



TEMPO 9 PX-NEW

Стоматологическая установка TEMPO 9 PX-NEW / TEMPO 9 ELX (Kart)

с нижней подачей шлангов инструментов.
Столик врача и плевательница выполнены из керамики, что гарантирует надежность очистки и дезинфекции.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА TEMPO 9 PX-NEW

- 4 воздушных инструмента (включая пистолет вода-воздух), разъем Мидвест;
 - сенсорная панель управления креслом и плевательницей;
 - электромагнитные клапаны управления инструментами.
- Установку можно легко модернизировать, установив фиброптику, электрический микромотор, пьезоэлектрический скайлер.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА TEMPO 9 ELX (Kart) на 4 инструмента:

- пистолет вода-воздух;
- пьезоэлектрический скайлер (опция);
- электрический микромотор Bien Air с подсветкой;
- шланг турбины с подсветкой, разъем Мидвест;
- сенсорная панель управления креслом и плевательницей;
- электромагнитные клапаны управления инструментами.

РАБОЧЕЕ МЕСТО АССИСТЕНТА

- на поворотном столике;
- 2 шланга: пылесос и слюноотсос для внешнего аспирационного агрегата;
- эжекторный слюноотсос (по воде);
- сенсорная панель управления смывом плевательницы и наполнением стакана.

КРЕСЛО ARCADIA EXT

- электромеханический привод;
- движение спинки кресла, синхронизированное с Трениделенбургским положением;
- управление креслом со спинки, а также кнопки возврата в нулевое положение и положение к плевательнице;
- кресло имеет предустановленные положения: к плевательнице, позиция «0» и 3 изменяемых запрограммированных положения
- система блокировки движения кресла с педали, возможность управления креслом со столика врача и с педали;
- левый подлокотник в стандартной комплектации (правый съемный подлокотник – опция);
- подголовник с двойной подвижностью (опция).



TEMPO 9 ELX KART-NEW