



**DS-1000**

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Эффективный, безопасный и минимально инвазивный



STOMSHOP



### ОСОБЕННОСТИ

Большой 7-дюймовый  
сенсорный дисплей

Удобный пользовательский  
интерфейс

Несколько режимов работы

Светодиодный хирургический  
наконечник

Интеллектуальное распознавание  
мягких тканей

Отдельная конструкция пути  
прохождения жидкости

Многофункциональная ножная педаль

<https://stomshop.pro/>

# DS - 1000

## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ



### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	100-240В 50/60Гц 120ВА
Устройство для прерывистой работы	60с ВКЛ, 10с ВЫКЛ
Предохранители	T2АН 250В
Поток	25-100мл/мин
Радиальная амплитуда	8-63мкм
Поперечная амплитуда	1.5-12мкм
Частота рабочих наконечников	22.3кГц-29.6кГц
Уровень водонепроницаемости	IPX0 (устройство), IPX1 (ножной переключатель)
Насадки (базовый комплект)	US1, US2, US4, US5, UL3, UC1
Размер основного блока	321×310×138 (Д×Ш×В)
Вес основного блока	3.8КГ

Guilin Veirun Medical Technology Co., Ltd.